


TABELLA DI TRATTAMENTO CAMPIONI DELLE SEZIONE DI GENETICA FORENSE

| Tipologia esame | Materiale inviato | Tempi massimi di conservazione da prelievo a consegna al laboratorio | Tempe. di conservazione da prelievo a consegna al laboratorio | Contenitori primari | Contenitori secondari | Contenitori terziari | Numero di campioni |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Accertamento di paternità/parentale | Tampone buccale soggetti implicati | 7 giorni | Dopo il prelievo: +2 a +30°C Trasporto: -5°C a +35°C | Tampone in provetta forniti dal laboratorio in Busta di sicurezza | Vacurette Transport Container (VTC) | Scatola cartone o borsa termica UN 3373 cat B | 2 per persona |
| Accertamento di paternità prenatale | Villo coriale | 3 giorni | Dopo il prelievo: +10 a +20°C Trasporto: +2°C a +35°C | Terreno di trasporto ricostituito dal laboratorio in bijou (conservare a 4°C e a T ambiente 30 minuti prima dell'utilizzo) | Vacurette Transport Container (VTC) | Scatola cartone o borsa termica UN 3373 cat B | 1 (minimo 5 mg, preferibile superiore a 15 mg) |
| | Liquido amniotico | 4 giorni | Dopo il prelievo: +10 a +30°C Trasporto: +2°C a +35°C | Provette fondo conico sterili non citotossico fornite dal laboratorio (aggiungere 2/3 gocce di eparina sodica in caso di prelievo ematico) | Vacurette Transport Container (VTC) o Busta di sicurezza | Scatola cartone o borsa termica UN 3373 cat B | 1 provetta (totale circa 10 ml) |
| | Tampone buccale madre, padre presunto | 7 giorni | Dopo il prelievo: +2 a +30°C Trasporto: -5°C a +35°C | Tampone in provetta forniti dal laboratorio in Busta di sicurezza | Vacurette Transport Container (VTC) | Scatola cartone o borsa termica UN 3373 cat B | 2 per persona |
| Tampone salivare di confronto | Tampone buccale | 7 giorni | Dopo il prelievo: +2 a +30°C Trasporto: -5°C a +35°C | Tampone in provetta | Busta di sicurezza | Busta/Scatola cartone o borsa termica UN 3373 cat B | 2 |
| Traccia Forense | Sangue, sperma, urina, ecc. | 7 giorni | Dopo il prelievo: +2 a +30°C Trasporto: -5°C a +35°C | Provetta sterile/Busta di sicurezza | Busta di sicurezza | Busta/Scatola cartone o borsa termica UN 3373 cat B | // |