


TABELLA DI TRATTAMENTO CAMPIONI DI GENETICA MOLECOLARE ONCOLOGICA

Tipologia esame	Materiale inviato	Tempi massimi di conservazione da prelievo a consegna al laboratorio	Tempe. di conservazione da prelievo a consegna al lab.	Contenitori primari	Contenitori secondari	Contenitori terziari	Numero di campioni
Ricerca mutazioni germinali da sangue intero (NGS, PCR target, MLPA, Sanger)	Sangue intero	7 giorni	non previsto	Provetta sottovuoto con EDTA	VacuretteTransport Container (VTC)	Scatola cartone e borsa termica UN 3373 cat B	1/2
Ricerca mutazioni germinali da tampone buccale (NGS, PCR target, MLPA, Sanger)	Tampone buccale	7 giorni	2-25°C	Tampone in provetta	Sacchetto biohazard	Scatola cartone e borsa termica UN 3373 cat B	2/3